

Upgrade ABI 3130/3130xl

**Prodlužte
životnost
Vašich
sekvenátorů
ABI3130
a 3130xl!**



**Upgrade na Windows 10
samostatně i v rámci
servisní smlouvy.**

NABÍDKA ZAHHRNUJE

- » Nový ovládací počítač k sekvenátoru včetně licence Windows 10
- » Instalaci programu Data Collection a programů pro vyhodnocování výsledků
- » Provedení jedné inspekční prohlídky sekvenátoru včetně operační a procesní kvalifikace (OQ/PQ) a procesní validace a verifikace (IPV)
- » Práci a cestovné servisního technika
- » V případě zájmu lze upgrade nabídnout jako součást dlouhodobé servisní smlouvy

**NEMUSÍTE KUPOVAT ŽÁDNÉ SOFTWAREOVÉ LICENCE,
PŘEVĚDEME VAŠE STÁVAJÍCÍ!**

Nabídka se vztahuje pouze na sekvenátory ABI 3130/3130xl s ovládacím počítačem s Windows XP a starší a její součástí je dodání nového ovládacího počítače s operačním systémem Windows 10 a instalace programů pro provoz sekvenátoru a vyhodnocování dat (Data Collection a libovolná verze programů Sequencing Analysis, GeneMapper, SeqScape / Variant Reporter). Nový ovládací počítač bude uveden do provozu při pravidelné inspekční prohlídce a je na něj poskytována záruka 2 roky. S výjimkou operačního systému Windows 10 nabídka nezahrnuje žádné softwarové licence k sekvenátoru ABI 3130/3130xl.