

Gerbera Sequencing kit v3.1

Přímá náhrada soupravy BigDye® Terminator v3.1

Kompatibilní se všemi ABI genetickými analyzátoři

- Stejný pracovní postup, protokoly, kalibrace a nastavení
- Využívá Dye Set Z

Uniformní výška píků a nízký signál pozadí

- Dlouhé čtení s vysokou kvalitou odečtu
- Výsledky shodné se soupravou BigDye® Terminator v3.1


Souprava Gerbera Sequencing kit v3.1 obsahuje:

- 2.5x koncentrovaný sekvenační mix
- 5x koncentrovaný pufr
- Balení po 125, 250, 500 a 1000 reakcích



Vidíte nějaký rozdíl?

Horní okno – Gerbera Sequencing kit v3.1, dolní okno – BigDye® Terminator kit v3.1



Gerbera-7 Polymer

Přímá náhrada polymeru POP-7™

Separáčn  polymer (matrice) pro kapil rn  elektrofor zu

- Vyvinut  pro v echny typy aplikac  (kr tk  i dlouh  sekvena n   ten  a fragmenta n  anal zy)
- Snadn  nasazen  do praxe – lze pou it st vaj c  spektr ln  kalibrace

Reproducibiln  v sledky

- Gerbera-7 Polymer dynamicky potahuje vnitřn  povrch kapil r  im  v znamn  sni uje elektroosmotick  tok.
- Kvalita a uniformita dod vek polymeru Gerbera-7 garantuj  opakovatelnost v sledk .



Balen  7 nebo 28 ml

Jin  velikost balen 
na dotaz

