

PO NAŠEM SERVISU VAŠE SEKVENÁTORY ROZKVETOU

**Validace všech modelů
sekvenátorů Applied
Biosystems® nejen pro
potřeby akreditace**

Prováděno v souladu s doporučeními
„Best practice guidelines“ CMGS
(Clinical Molecular Genetics Society)

Operační a procesní kvalifikace (OQ/PQ)

- » Dokumentované ověření toho, že sekvenátor v konfiguraci, v níž je instalován či provozován, pracuje tak, jak je specifikováno, a to v celém předpokládaném operačním rozsahu.

Procesní validace a verifikace DNA sekvenátoru (IPV)

- » Dokumentovaný průkaz toho, že proces provozovaný v sekvenátoru účinně a reprodukovatelně splňuje výrobcem stanovené specifikace a znaky kvality.
- » Provedená samostatně pro Sangerovo DNA sekvenování a fragmentační analýzu za použití standardů pro uvedené aplikace.

**V RÁMCI SERVISNÍ PROHLÍDKY
NABÍZÍME PROVEDENÍ TĚCHTO
ÚKONŮ **ZDARMA!****

Applied Biosystems je registrovaná obchodní
známka společnosti Life Technologies.

Objednejte si servisní prohlídku
včetně validace na servis@seqme.eu.

SEQme s.r.o., Dlouhá 176, Dobříš, Česká republika, info@seqme.eu, servis@seqme.eu

SEQme s.r.o. je nezávislou poradenskou,
konzultační a školicí organizací a poskytovatelem
služeb v oblasti DNA sekvenování a Real-Time PCR.

Více informací o poskytovaném sekvenačním servisu,
nabídce kurzů Real-Time PCR, DNA sekvenování
a dalších metod viz www.seqme.eu nebo portály
www.sekvenovani.cz a www.sekvenovanie.sk.

© 2014 SEQme s. r. o. | Všechna práva vyhrazena.

 **SEQme**
SEQ & QPCR
COMPANY